

螺纹



10-32 UNF
第 53 页

1/4-28 UNF
第 57 页

1/4-28 UNF 底部密封
第 58 页

公制 - M6x1
第 59 页

公制 - M5x.8
第 59 页

1/16-27 NPT
第 60 页

1/8-27 NPT
第 61 页

1/4-18 NPT
第 62 页

定制螺纹接头
第 63 页



我们的螺纹接头系列

X 螺纹

Value Plastics® 的 X 系列组件有着功能与管螺纹相似的 10-32 锥形螺纹。与标准 10-32 UNF 螺纹接头相比，锥形设计可以与大型端口以及与组件表面不垂直的端口更好地接合。

六角头下的 120 度内角在将接头紧入如下所示的埋头孔端口时提供了良好的密封。螺纹径上相切也密封了螺纹中间的缝隙。在使用弯头或三通时，锥形螺纹沿径向拧紧，并帮助倒钩定向对齐。

其他螺纹系列

我们的 K、B、C 和 D 系列接头是用于 10-32 UNF 端口的直螺纹接头。这些接头在六角头下以 120 度的倒角密封，但在安装时不沿径向拧紧。我们的 S 系列接头是用于 1/4-28 UNF 端口的直螺纹接头，而我们的 M5 和 M6 系列分别用于 M5 X .8 端口和 M6 X 1 端口。

管螺纹接头的部件编号很容易理解。用于 1/16-27 NPT 端口的部件编号前缀为 16；用于 1/8-27 NPT 端口的部件编号前缀为 18；而用于 1/4-18 NPT 端口的部件编号前缀为 14。

在使用我们的 B、C、D、X、K、S、M5 和 M6 系列接头时，端口必须有下面显示的特点。否则会有破坏接头和端口之间密封性能的危险。对于那些密封至关重要的应用，我们建议您咨询粘合剂专家。

Value Plastics® 螺纹系列	尺寸 A 最短全螺纹长度	尺寸 B 埋头孔直径	特性 C 内螺纹系列
X	.250"	.210"-.230"	10-32 UNF 2B
K, B, C, D	.200"	.210"-.230"	10-32 UNF 2B
S	.250"	.270"-.290"	1/4-28 UNF 2B
M5	.250" ¹	.210"-.230"	M5 X .8
M6	.375"	.270"-.290"	M6 X 1

¹ 此深度提供了获得倒角密封所需的间隙。

螺纹:

10-32 UNF、特殊锥形螺纹

X210	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配200系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	X210-1	白色尼龙
	X210-2	黑色尼龙
	X210-3	红色尼龙
	X210-5	蓝色尼龙
	X210-6	天然聚丙烯
	X210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K210	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配200系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	K210-1	白色尼龙
	K210-2	黑色尼龙
	K210-3	红色尼龙
	K210-5	蓝色尼龙
	K210-6	天然聚丙烯
	K210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X410	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配400系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	X410-1	白色尼龙
	X410-2	黑色尼龙
	X410-6	天然聚丙烯
	X410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K410	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配400系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	K410-1	白色尼龙
	K410-2	黑色尼龙
	K410-6	天然聚丙烯
	K410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X10	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配传统系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	X10-1	白色尼龙
	X10-2	黑色尼龙
	X10-6	天然聚丙烯
	X10-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K10	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配传统系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	K10-1	白色尼龙
	K10-2	黑色尼龙
	K10-6	天然聚丙烯
	K10-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X220	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配200系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	X220-1	白色尼龙
	X220-2	黑色尼龙
	X220-3	红色尼龙
	X220-6	天然聚丙烯
	X220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K220	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配200系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	K220-1	白色尼龙
	K220-2	黑色尼龙
	K220-6	天然聚丙烯
	K220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X420	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配400系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	X420-1	白色尼龙
	X420-2	黑色尼龙
	X420-6	天然聚丙烯
	X420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K420	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配400系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	K420-1	白色尼龙
	K420-2	黑色尼龙
	K420-6	天然聚丙烯
	K420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



D	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配传统系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	D-1	白色尼龙
	D-2	黑色尼龙
	D-6	天然聚丙烯
	D-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X230	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配200系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	X230-1	白色尼龙
	X230-2	黑色尼龙
	X230-3	红色尼龙
	X230-5	蓝色尼龙
	X230-6	天然聚丙烯
	X230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K230	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配 200 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	K230-1	白色尼龙
	K230-2	黑色尼龙
	K230-6	天然聚丙烯
	K230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K240	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配 200 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0 mm) 内径管材	K240-1	白色尼龙
	K240-2	黑色尼龙
	K240-6	天然聚丙烯
	K240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X430	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配 400 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	X430-1	白色尼龙
	X430-2	黑色尼龙
	X430-3	红色尼龙
	X430-6	天然聚丙烯
	X430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X445	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配 400 系列倒钩接头; 用于 .170" (4.3 mm) 内径管材	X445-1	白色尼龙
	X445-2	黑色尼龙
	X445-6	天然聚丙烯
	X445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K430	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配 400 系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	K430-1	白色尼龙
	K430-2	黑色尼龙
	K430-6	天然聚丙烯
	K430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



K445	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配 400 系列倒钩接头; 用于 .170" (4.3 mm) 内径管材	K445-1	白色尼龙
	K445-2	黑色尼龙
	K445-6	天然聚丙烯
	K445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



B	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配传统系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	B-1	白色尼龙
	B-2	黑色尼龙
	B-6	天然聚丙烯
	B-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



C	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹; 配传统系列短颈倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	C-1	白色尼龙
	C-2	黑色尼龙
	C-3	红色尼龙
	C-4	绿色尼龙
	C-5	蓝色尼龙
	C-6	天然聚丙烯
	C-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



X240	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹; 配 200 系列倒钩接头; 用于 5/32" (4.0 mm) 内径管材	X240-1	白色尼龙
	X240-2	黑色尼龙
	X240-6	天然聚丙烯
	X240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



产品图纸

Value Plastics 提供其所有接头产品的尺寸图。

要了解更多信息, 请访问我们的网站:

www.valueplastics.com

螺纹:

10-32 UNF、特殊锥形螺纹“L”形接头

XL210	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“L”形接头;配200 系列倒钩接头;用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	XL210-1	白色尼龙
	XL210-2	黑色尼龙
	XL210-6	天然聚丙烯
	XL210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KL210	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“L”形接头;配200 系列倒钩接头;用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	KL210-1	白色尼龙
	KL210-2	黑色尼龙
	KL210-6	天然聚丙烯
	KL210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



XL410	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“L”形接头;配400系列倒钩接头;用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	XL410-1	白色尼龙
	XL410-2	黑色尼龙
	XL410-6	天然聚丙烯
	XL410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KL410	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“L”形接头;配400系列倒钩接头;用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	KL410-1	白色尼龙
	KL410-2	黑色尼龙
	KL410-6	天然聚丙烯
	KL410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



XL220	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“L”形接头;配200 系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	XL220-1	白色尼龙
	XL220-2	黑色尼龙
	XL220-6	天然聚丙烯
	XL220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KL220	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“L”形接头;配传统系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	KL220-1	白色尼龙
	KL220-2	黑色尼龙
	KL220-6	天然聚丙烯
	KL220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



XL420	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“L”形接头;配400 系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	XL420-1	白色尼龙
	XL420-2	黑色尼龙
	XL420-6	天然聚丙烯
	XL420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KL420	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“L”形接头;配400系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	KL420-1	白色尼龙
	KL420-2	黑色尼龙
	KL420-6	天然聚丙烯
	KL420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



XL230	NUMBER	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“L”形接头;配200 系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	XL230-1	白色尼龙
	XL230-2	黑色尼龙
	XL230-6	天然聚丙烯
	XL230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KL230	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“L”形接头;配200系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm)内径管材	KL230-1	白色尼龙
	KL230-2	黑色尼龙
	KL230-6	天然聚丙烯
	KL230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



XL430	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“L”形接头;配400 系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	XL430-1	白色尼龙
	XL430-2	黑色尼龙
	XL430-6	天然聚丙烯
	XL430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



KL430	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“L”形接头;配400系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	KL430-1	白色尼龙
	KL430-2	黑色尼龙
	KL430-6	天然聚丙烯
	KL430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



技术支持

在选取合适的部件? 希望做出正确选择? 需要本产品目录以外更多的材料信息吗? 请致电 Value Plastics 的技术支持 +1(970) 267-5200。

XT210	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“T”型接头;配200 系列倒钩接头;用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	XT210-1	白色尼龙
	XT210-2	黑色尼龙
	XT210-6	天然聚丙烯
	XT210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



KT210	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“T”型接头;配200 系列倒钩接头;用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	KT210-1	白色尼龙
	KT210-2	黑色尼龙
	KT210-6	天然聚丙烯
	KT210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



XT410	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“T”型接头;配400 系列倒钩接头;用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	XT410-1	白色尼龙
	XT410-2	黑色尼龙
	XT410-6	天然聚丙烯
	XT410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



KT410	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“T”型接头;配400 系列倒钩接头;用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	KT410-1	白色尼龙
	KT410-2	黑色尼龙
	KT410-6	天然聚丙烯
	KT410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



XT220	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“T”型接头;配200 系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	XT220-1	白色尼龙
	XT220-2	黑色尼龙
	XT220-6	天然聚丙烯
	XT220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



KT220	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“T”型接头;配200 系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	KT220-1	白色尼龙
	KT220-2	黑色尼龙
	KT220-6	天然聚丙烯
	KT220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



XT420	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“T”型接头;配400 系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	XT420-1	白色尼龙
	XT420-2	黑色尼龙
	XT420-6	天然聚丙烯
	XT420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



KT420	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“T”型接头;配400 系列倒钩接头;用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	KT420-1	白色尼龙
	KT420-2	黑色尼龙
	KT420-6	天然聚丙烯
	KT420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



XT230	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“T”型接头;配200 系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	XT230-1	白色尼龙
	XT230-2	黑色尼龙
	XT230-6	天然聚丙烯
	XT230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



KT230	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“T”型接头;配200 系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	KT230-1	白色尼龙
	KT230-2	黑色尼龙
	KT230-6	天然聚丙烯
	KT230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



XT430	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹“T”型接头;配400 系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	XT430-1	白色尼龙
	XT430-2	黑色尼龙
	XT430-6	天然聚丙烯
	XT430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



KT430	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹“T”型接头;配400 系列倒钩接头;用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	KT430-1	白色尼龙
	KT430-2	黑色尼龙
	KT430-6	天然聚丙烯
	KT430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



XN	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹联接头 	XN-1	白色尼龙
	XN-2	黑色尼龙
	XN-6	天然聚丙烯
	XN-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

KN	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹联接头 	KN-1	白色尼龙
	KN-2	黑色尼龙
	KN-6	天然聚丙烯
	KN-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

XP	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 特殊锥形螺纹插塞 	XP-1	白色尼龙
	XP-2	黑色尼龙
	XP-6	天然聚丙烯
	XP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

KP	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF 螺纹插塞 	KP-1	白色尼龙
	KP-2	黑色尼龙
	KP-6	天然聚丙烯
	KP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S210	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材 	S210-1	白色尼龙
	S210-2	黑色尼龙
	S210-6	天然聚丙烯
	S210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S410	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材 	S410-1	白色尼龙
	S410-2	黑色尼龙
	S410-6	天然聚丙烯
	S410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S10	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材 	S10-1	白色尼龙
	S10-2	黑色尼龙
	S10-6	天然聚丙烯
	S10-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S220	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材 	S220-1	白色尼龙
	S220-2	黑色尼龙
	S220-6	天然聚丙烯
	S220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S420	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材 	S420-1	白色尼龙
	S420-2	黑色尼龙
	S420-6	天然聚丙烯
	S420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S20	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材 	S20-1	白色尼龙
	S20-2	黑色尼龙
	S20-6	天然聚丙烯
	S20-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S230	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材 	S230-1	白色尼龙
	S230-2	黑色尼龙
	S230-6	天然聚丙烯
	S230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

S430	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材 	S430-1	白色尼龙
	S430-2	黑色尼龙
	S430-6	天然聚丙烯
	S430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

您在寻找特色产品吗?

我们的大多数最好的产品设计理念都来自于您——我们的客户。在以我们广泛多样的产品而深感自豪的同时,我们也认识到您的需求在不断发生着变化,因此我们的产品必须适应您新的需求。

如果您认为 Value Plastics 应当制造某一款新产品,请您向“设计中心”发电子邮件或传真,请按您的意愿,详细的描述您心目中的产品及其概念。我们的电子邮件地址为 designcenter@valueplastics.com, 传真号码是 1 (970) 267-3578。我们会与您联系,以进一步讨论相关问题。或许下一版的产品目录中就会包含您要我们设计的产品!

有关 Value Plastics 设计中心的详细信息,请参阅第 28 页。

VALUE PLASTICS
设计中心

S30	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	S30-1	白色尼龙
	S30-2	黑色尼龙
	S30-6	天然聚丙烯
	S30-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



S240	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	S240-1	白色尼龙
	S240-2	黑色尼龙
	S240-6	天然聚丙烯
	S240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



S40	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	S40-1	白色尼龙
	S40-2	黑色尼龙
	S40-6	天然聚丙烯
	S40-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



S445	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于.170" (4.3 mm) 内径管材	S445-1	白色尼龙
	S445-2	黑色尼龙
	S445-6	天然聚丙烯
	S445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



S250	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	S250-1	白色尼龙
	S250-2	黑色尼龙
	S250-6	天然聚丙烯
	S250-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



S450	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	S450-1	白色尼龙
	S450-2	黑色尼龙
	S450-6	天然聚丙烯
	S450-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



S50	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	S50-1	黑色尼龙
	S50-2	黑色尼龙
	S50-6	天然聚丙烯
	S50-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



SP	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF 螺纹堵塞	SP-1	白色尼龙
	SP-2	黑色尼龙
	SP-6	天然聚丙烯
	SP-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



ABR002	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF底部密封旋转螺纹接头; 配500系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	ABR002-J1A-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



ABR004	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF底部密封旋转螺纹接头; 配500系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材 推荐扭矩: 聚丙烯 - 1.5-2 英寸磅 Kynar - 2-4 英寸磅	ABR004-6-1	白色尼龙套天然聚丙烯
	ABR004-6-2	黑色尼龙套天然聚丙烯
	ABR004-6-3	红色尼龙套天然聚丙烯
	ABR004-6-4	绿色尼龙套天然聚丙烯
	ABR004-6-5	蓝色尼龙套天然聚丙烯
	ABR004-J1A-1	白色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR004-J1A-2	黑色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR004-J1A-3	红色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR004-J1A-4	绿色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR004-J1A-5	蓝色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR004-J1A-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



ABR007	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF底部密封旋转螺纹接头; 配500系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材 推荐扭矩: 聚丙烯 - 1.5-2 英寸磅 Kynar - 2-4 英寸磅	ABR007-6-1	白色尼龙套天然聚丙烯
	ABR007-6-2	黑色尼龙套天然聚丙烯
	ABR007-6-3	红色尼龙套天然聚丙烯
	ABR007-6-4	绿色尼龙套天然聚丙烯
	ABR007-6-5	蓝色尼龙套天然聚丙烯
	ABR007-J1A-1	白色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR007-J1A-2	黑色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR007-J1A-3	红色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR007-J1A-4	绿色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR007-J1A-5	蓝色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR007-J1A-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



ABR013	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF底部密封旋转螺纹接头; 配500系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材 推荐扭矩: 聚丙烯 - 1.5-2 英寸磅 Kynar - 2-4 英寸磅	ABR013-6-1	白色尼龙套天然聚丙烯
	ABR013-6-2	黑色尼龙套天然聚丙烯
	ABR013-6-3	红色尼龙套天然聚丙烯
	ABR013-6-4	绿色尼龙套天然聚丙烯
	ABR013-6-5	蓝色尼龙套天然聚丙烯
	ABR013-J1A-1	白色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR013-J1A-2	黑色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR013-J1A-3	红色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR013-J1A-4	绿色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR013-J1A-5	蓝色尼龙套天然 Kynar 聚偏二氯乙烯
	ABR013-J1A-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯套 天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



TECS116	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF底部密封螺纹管端接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	TECS116-6	天然聚丙烯
	TECS116-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



TECS118	编号	材料
带5/16"六角头的1/4-28 UNF底部密封螺纹管端接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	TECS118-6	天然聚丙烯
	TECS118-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6210	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	M6210-1	白色尼龙
	M6210-2	黑色尼龙
	M6210-6	天然聚丙烯



M6410	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	M6410-1	白色尼龙
	M6410-2	黑色尼龙
	M6410-6	天然聚丙烯
	M6410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6220	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	M6220-1	白色尼龙
	M6220-2	黑色尼龙
	M6220-6	天然聚丙烯
	M6220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6420	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	M6420-1	白色尼龙
	M6420-2	黑色尼龙
	M6420-6	天然聚丙烯
	M6420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6230	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	M6230-1	白色尼龙
	M6230-2	黑色尼龙
	M6230-6	天然聚丙烯
	M6230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6430	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	M6430-1	白色尼龙
	M6430-2	黑色尼龙
	M6430-6	天然聚丙烯
	M6430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6240	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	M6240-1	白色尼龙
	M6240-2	黑色尼龙
	M6240-6	天然聚丙烯
	M6240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6445	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于.170" (4.3 mm) 内径管材	M6445-1	白色尼龙
	M6445-2	黑色尼龙
	M6445-6	天然聚丙烯
	M6445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6250	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	M6250-1	白色尼龙
	M6250-2	黑色尼龙
	M6250-6	天然聚丙烯
	M6250-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6450	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	M6450-1	白色尼龙
	M6450-2	黑色尼龙
	M6450-6	天然聚丙烯
	M6450-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



M6P	编号	材料
带5/16"六角头的M6x1 螺纹插塞	M6P-1	白色尼龙
	M6P-2	黑色尼龙
	M6P-6	天然聚丙烯
	M6P-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



螺纹:
M5x.8

M5210	编号	材料
带1/4"六角头的M5x.8 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	M5210-1	白色尼龙
	M5210-2	黑色尼龙
	M5210-6	天然聚丙烯



M5220	编号	材料
带1/4"六角头的M5x.8 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	M5220-1	白色尼龙
	M5220-2	黑色尼龙
	M5220-6	天然聚丙烯



M5230	编号	材料
带1/4"六角头的M5x.8 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	M5230-1	白色尼龙
	M5230-2	黑色尼龙
	M5230-6	天然聚丙烯



M5240	编号	材料
带1/4"六角头的M5x.8 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	M5240-1	白色尼龙
	M5240-2	黑色尼龙
	M5240-6	天然聚丙烯



16210	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	16210-1	白色尼龙
	16210-2	黑色尼龙
	16210-6	天然聚丙烯
	16210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16410	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	16410-1	白色尼龙
	16410-2	黑色尼龙
	16410-6	天然聚丙烯
	16410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



1610	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	1610-1	白色尼龙
	1610-2	黑色尼龙
	1610-6	天然聚丙烯
	1610-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16220	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	16220-1	白色尼龙
	16220-2	黑色尼龙
	16220-6	天然聚丙烯
	16220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16420	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	16420-1	白色尼龙
	16420-2	黑色尼龙
	16420-6	天然聚丙烯
	16420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



1620	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	1620-1	白色尼龙
	1620-2	黑色尼龙
	1620-6	天然聚丙烯
	1620-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16230	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	16230-1	白色尼龙
	16230-2	黑色尼龙
	16230-6	天然聚丙烯
	16230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16430	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	16430-1	白色尼龙
	16430-2	黑色尼龙
	16430-6	天然聚丙烯
	16430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



1630	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	1630-1	白色尼龙
	1630-2	黑色尼龙
	1630-6	天然聚丙烯
	1630-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16240	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	16240-1	白色尼龙
	16240-2	黑色尼龙
	16240-6	天然聚丙烯
	16240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



1640	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	1640-1	白色尼龙
	1640-2	黑色尼龙
	1640-6	天然聚丙烯
	1640-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16445	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于.170" (4.3 mm) 内径管材	16445-1	白色尼龙
	16445-2	黑色尼龙
	16445-6	天然聚丙烯
	16445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16250	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配200 系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	16250-1	白色尼龙
	16250-2	黑色尼龙
	16250-6	天然聚丙烯
	16250-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



16450	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配400 系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	16450-1	白色尼龙
	16450-2	黑色尼龙
	16450-6	天然聚丙烯
	16450-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



1650	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	1650-1	白色尼龙
	1650-2	黑色尼龙
	1650-6	天然聚丙烯
	1650-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



1600	编号	材料
带5/16"六角头的1/16-27 NPT 螺纹插塞	1600-1	白色尼龙
	1600-2	黑色尼龙
	1600-6	天然聚丙烯
	1600-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



螺纹:

1/8-27 NPT

18210	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	18210-1	白色尼龙
	18210-2	黑色尼龙
	18210-6	天然聚丙烯
	18210-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18410	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	18410-1	白色尼龙
	18410-2	黑色尼龙
	18410-6	天然聚丙烯
	18410-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



1810	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于1/16" (1.6 mm) 内径管材	1810-1	白色尼龙
	1810-2	黑色尼龙
	1810-6	天然聚丙烯
	1810-65	粉末蓝聚丙烯
	1810-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18220	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	18220-1	白色尼龙
	18220-2	黑色尼龙
	18220-6	天然聚丙烯
	18220-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18420	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于3/32" (2.4 mm) 内径管材	18420-1	白色尼龙
	18420-2	黑色尼龙
	18420-6	天然聚丙烯
	18420-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



1820	编号	材料
用于3/32" (2.4 mm) 内径管材传统系列倒钩接头的 1/8-27 NPT 螺纹, 7/16" 六角头	1820-1	白色尼龙
	1820-2	黑色尼龙
	1820-6	天然聚丙烯
	1820-63	红色聚丙烯
	1820-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18230	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	18230-1	白色尼龙
	18230-2	黑色尼龙
	18230-6	天然聚丙烯
	18230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18430	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	18430-1	白色尼龙
	18430-2	黑色尼龙
	18430-6	天然聚丙烯
	18430-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



1830	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于1/8" (3.2 mm) 内径管材	1830-1	白色尼龙
	1830-2	黑色尼龙
	1830-6	天然聚丙烯
	1830-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18240	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配200系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	18240-1	白色尼龙
	18240-2	黑色尼龙
	18240-6	天然聚丙烯
	18240-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



1840	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于5/32" (4.0 mm) 内径管材	1840-1	白色尼龙
	1840-2	黑色尼龙
	1840-6	天然聚丙烯
	1840-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



18445	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配400系列倒钩接头; 用于.170" (4.3 mm) 内径管材	18445-1	白色尼龙
	18445-2	黑色尼龙
	18445-6	天然聚丙烯
	18445-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



1850	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于3/16" (4.8 mm) 内径管材	1850-1	白色尼龙
	1850-2	黑色尼龙
	1850-6	天然聚丙烯
	1850-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



1860	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于1/4" (6.4 mm) 内径管材	1860-1	白色尼龙
	1860-2	黑色尼龙
	1860-6	天然聚丙烯
	1860-J1A	天然 Kynar 聚偏二氟乙烯



螺纹:

1/8-27 NPT "L"型和"T"型接头

18L230	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹"L"型接头; 配200系列倒钩接头; 用于 1/8" (3.2 mm) 内径管材	18L230-1	白色尼龙
	18L230-2	黑色尼龙
	18L230-6	天然聚丙烯
	18L230-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



18L250	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹"L"型接头; 配200系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	18L250-1	白色尼龙
	18L250-2	黑色尼龙
	18L250-6	天然聚丙烯
	18L250-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



18L260	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹"L"型接头; 配200系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材	18L260-1	白色尼龙
	18L260-2	黑色尼龙
	18L260-6	天然聚丙烯
	18L260-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



18T250	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹"T"型接头; 配200系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	18T250-1	白色尼龙
	18T250-2	黑色尼龙
	18T250-6	天然聚丙烯
	18T250-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯




18T260	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹"T"型接头; 配200系列倒钩接头; 用于 1/4" (6.4 mm) 内径管材	18T260-1	白色尼龙
	18T260-2	黑色尼龙
	18T260-6	天然聚丙烯
	18T260-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯




螺纹:

1/8-27 NPT 插塞和节流器


1800	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 螺纹插塞	1800-1	白色尼龙
	1800-2	黑色尼龙
	1800-6	天然聚丙烯
	1800-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯




1801	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 公螺纹节流器; 用于 10-32 UNF 母螺纹接头	1801-1	白色尼龙
	1801-2	黑色尼龙
	1801-6	天然聚丙烯
	1801-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯




1802	编号	材料
带7/16"六角头的1/8-27 NPT 公螺纹节流器; 用于 1/4-28 UNF 母螺纹接头	1802-1	白色尼龙
	1802-2	黑色尼龙
	1802-6	天然聚丙烯
	1802-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

螺纹:
1/4-18 NPT

1401	编号	材料
带9/16"六角头的1/4-18 NPT 公螺纹节流器; 用于 10-32 UNF 母螺纹接头	1401-1	白色尼龙
	1401-2	黑色尼龙
	1401-6	天然聚丙烯
	1401-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



1402	编号	材料
带9/16"六角头的1/4-18 NPT 公螺纹节流器; 用于 1/4-28 UNF 母螺纹接头	1402-1	白色尼龙
	1402-2	黑色尼龙
	1402-6	天然聚丙烯
	1402-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯



CF001	编号	材料
底部密封1/4-28 UNF 螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	CF001-6	天然聚丙烯



CF020	编号	材料
定制 1/4-28 UNF 底部密封螺纹管端联接头 (加长); 用于1/8" (3.2 mm) 外径的管材	CF020-6	天然聚丙烯
	CF020-62	黑色聚丙烯
	CF020-63	红色聚丙烯



CF022	编号	材料
带1/4"六角头的10-32 UNF螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	CF022-2	黑色尼龙



CF165	编号	材料
带 0 型圈和 5/16" 六角头的1/4-28 UNF螺纹接头; 配传统系列倒钩接头; 用于 1/16" (1.6 mm) 内径管材	CF165-6	天然聚丙烯



CF166	编号	材料
带 0 型圈密封和 5/16" 六角头的 1/4-28 UNF 螺纹插塞	CF166-6	天然聚丙烯



CF173	编号	材料
底部密封1/4-28 UNF 螺纹接头; 配 200 系列倒钩接头; 用于 3/16" (4.8 mm) 内径管材	CF173-6	天然聚丙烯



CF202	编号	材料
10-32 UNF 螺纹接头; 配定制螺纹方向管弯头和 400 系列倒钩接头; 用于 3/32" (2.4 mm) 内径管材	CF202-J1A	天然 Kynar 聚偏二氯乙烯

