

其他组件



止回阀
第 69 页



夹钳
第 69 页



注射帽
第 69 页



活塞
第 69 页



穿刺器
第 70 页



管材
第 70 页



设计师套装
第 71 页



TUBESETTER®
组装工具
第 72 页



VPS5401068N	编号	材料
	VPS5401068N	硅盘聚碳酸酯
止回阀、公/母 Luer 接头、在 1 M 柱头压下流速 42 mL/分钟、反压 30 磅/平方英寸、入口开启压力 1/4 磅/平方英寸		

VPS5401020N	编号	材料
	VPS5401020N	硅盘聚碳酸酯
止回阀、公/母 Luer 接头、在 100 毫米汞柱下流速 129 mL/分钟、反压 45 磅/平方英寸、入口开启压力 1-5 磅/平方英寸		

VPS5401036SN	编号	材料
	VPS5401036SN	硅盘聚碳酸酯
止回阀、公/母 Luer 接头、在 1 M 柱头压下流速 350 mL/分钟、反压 45 磅/平方英寸、工作压力 284 毫米汞柱		

VPS5401001N	编号	材料
	VPS5401001N	硅盘 ABS 外壳
止回阀、公滑动 Luer 接头、在 1 M 柱头压下流速 42 mL/分钟、反压 30 磅/平方英寸、入口开启压力 1/4 磅/平方英寸		

VPM2930601N	编号	材料
	VPM2930601N	白色 ABS
夹紧式管夹, 1/8" (3.2 mm) 外径管材		

VPS3901074N	编号	材料
	VPS3901074N	聚异戊二烯和 ABS 丙烯酸主体
连接公 Luer 锁的 IN-4000 间歇式注射帽		

VPM1060200N	编号	材料
	VPM1060200N	透明低密度聚丙烯
长型刺钉护套, 顶端封闭		

VPM0480201N	编号	材料
	VPM0480201N	白色聚丙烯
针筒 Luer 端帽		

VPB0850400N	编号	材料
	VPB0850400N	透明 ABS
母 Luer 螺纹接头		

VPM0031400N	编号	材料
	VPM0031400N	透明丙烯酸
母 Luer 凸耳, 可粘接 5/32" 内径的管材		

VPM3341750SN	编号	材料
	VPM3341750SN	蓝色、辐射稳定性聚碳酸酯
连接公 Luer 滑动接头的三母 Luer Y 型接头		

VPM1080303N	编号	材料
	VPM1080303N	蓝色聚丙烯
公 Luer 一体式锁圈插塞		

VPB1000055N	编号	材料
	VPB1000055N	聚丙烯手柄、聚碳酸酯主体
单路活塞, 公 Luer 滑动接头到加盖母 Luer 螺纹接头		

VP455980	编号	材料
	VP455980	聚丙烯手柄、聚碳酸酯主体
单路活塞, 加盖公 Luer 滑动接头到加盖母 Luer 螺纹接头 *灭菌版*		

VPB1000079N	编号	材料
	VPB1000079N	聚丙烯手柄、聚碳酸酯主体
三路活塞, (2) 加盖母 Luer 螺纹接头和加盖公 Luer 锁		

VPB15311LG2	编号	材料
	VPB15311LG2	辐射稳定性聚碳酸酯主体, 白色高密聚乙烯手柄
三路活塞, (2) 母 Luer 螺纹和 (1) 公 Luer 旋转锁圈 (无盖)		



聚氯乙烯 (PVC) 管材

75 硬度

我们的 PVC 管材是一种价廉物美的产品, 可满足不同应用的需要。它具有弹性、透明并容易消毒灭菌。

树脂等级和技术信息:

此管材由 Unichem 7511 G-015 树脂挤压成型。这种树脂符合美国食品及药物管理局 Title 21 CFR 下所有关于食品级应用的规定。它也获得了 USP Class VI 认证。可以用伽马射线或环氧乙烷 (EtO) 气体消毒。此管材不可使用高温高压消毒。

我们建议您索取免费样本, 以便针对您的特殊应用场合进行测试。

尺寸 (内径 X 外径 X 长度)	编号
1/16" X 1/8" X 100'	PV00-1031C
1/16" X 1/8" X 1000'	PV00-1031M
3/32" X 3/16" X 100'	PV00-2047C
3/32" X 3/16" X 1000'	PV00-2047M
1/8" X 1/4" X 100'	PV00-3062C
1/8" X 1/4" X 1000'	PV00-3062M
5/32" X 9/32" X 100'	PV00-4062C
5/32" X 9/32" X 1000'	PV00-4062M
3/16" X 5/16" X 100'	PV00-5062C
3/16" X 5/16" X 1000'	PV00-5062M
1/4" X 3/8" X 100'	PV00-6062C

聚安酯管材

80 硬度

我们的聚安酯管材非常耐扭曲。它也非常耐摩擦和刮划。因其质地柔软和容易消毒, 是广泛用于医疗设备的优质材料。

树脂等级和技术信息:

此管材由通过 USP Class VI 测试的陶氏化合物 Pellethane 2363-80AE 挤压成型。可以用伽马射线或环氧乙烷 (EtO) 气体消毒。请勿对此管材进行高温高压消毒, 因为这可能改变树脂的化学性质。

尺寸 (内径 X 外径 X 长度)	编号
1/16" X 1/8" X 100'	UR00-1031C
1/16" X 1/8" X 1000'	UR00-1031M
3/32" X 3/16" X 100'	UR00-2047C
3/32" X 3/16" X 1000'	UR00-2047M
1/8" X 1/4" X 100'	UR00-3062C
5/32" X 9/32" X 100'	UR00-4062C

低密度聚乙烯管材

92 硬度

我们的聚乙烯管材有着优秀的机械和化学抗性。但在需要弯曲或扭曲此管材的场合, 请小心注意使用。这是一种半韧性材料, 如果过度扭曲或弯折, 将会永久变形。

树脂等级和技术信息:

此管材由杜邦 2020T 挤压成型。其符合美国食品及药物管理局 Title 21 CFR 下所有关于食品级应用的规定。可以用伽马射线或环氧乙烷 (EtO) 气体消毒。不建议使用高温高压消毒。

尺寸 (内径 X 外径 X 长度)	编号
1/16" X 1/10" X 100'	LDPE01-1019C
1/16" X 1/10" X 1000'	LDPE01-1019M
1/16" X 1/8" X 100'	LDPE01-1031C
1/16" X 1/8" X 1000'	LDPE01-1031M
3/32" X 5/32" X 100'	LDPE01-2031C
3/32" X 5/32" X 1000'	LDPE01-2031M
1/8" X 3/16" X 100'	LDPE01-3031C
1/8" X 3/16" X 1000'	LDPE01-3031M
5/32" X 7/32" X 100'	LDPE01-4031C
5/32" X 7/32" X 1000'	LDPE01-4031M