- 数字分配驱动器特有免维护无刷马达
- 编程分配参数—包括体积、重复、时间及延迟间隔—从而实现自动分配
- 四通道, 六辊子泵头, 脉动少, 多通道同步传输, 灌装精度更高, 流速更稳定
- BioPharm Plus 铂处理硅胶管可保持始终如一的流速,是分配应用的理想选

择

- 1/10-hp 持续工作无刷驱动器;流速计反馈, ±0.1% 速度控制精度
- 通过驱动器上的 DB25 母接头可实现远程控制
- 一 薄膜键盘, 带锁定功能

## 特点::

- 1.流速范围: 0.047~280 mL/min
- 2.变速(0.1~600 rpm)
- 3.低脉动
- 4.图形 LCD 显示器显示四种工作模式,包括连续运行、定时分配、份数分配和体积分配。持续观察泵性能。
- 5.菜单式驱动界面为编程和操作提供七种可选语言
- 6.分配体积按毫升计,每次分配 0.001~9999 毫升;可复制 1~9,999 个分配周
- 期;或每个分配周期间隔的秒数(1秒至99小时59分59秒每周期)
- 7.无刷式免维护电机具备±0.1%速度控制精度和 6000 比 1 的调节比
- 8.遥控功能通过驱动器背面的 DB25 内孔连接器实现:
- --速度控制输入为 0至 20 毫安、4至 20 毫安或 0至 10 伏;
- --泵送方向需要通过开路集电极或触点闭合切换;

- --启动/停止/净化需要通过开路集电极或触点闭合切换;
- --流速计输出为 0~20 毫安、4~20 毫安、0~10 伏, 开路集电极

Masterflex L/S 四通道数字分配蠕动泵订购信息								
流速范围?	随机配备的泵头	随机配备的泵管	兼容泵管尺寸	随机配备的 驱动器	驱动器转 速 范围 (rpm)	驱动器 IP 防护等级	电源 (50/60 Hz)	货号
(mL/min)								
0.047~280	L/S 四通 道	BioPharm Plus 硅胶管	L/S 双卡式 泵管 包: L/S 13, 14, 16	07522-20	0.1~600	IP33	90~130 VAC, 2.2 A;	. 77921- 85
	07535-04	包, L/S 1696116- 16; 8 根/包					190~260 VAC, 1.1 A	

## 一套完整的蠕动泵系统包括:

