

## 蠕动泵 (PX15)



蠕动泵是一款高防护等级和高效率的产品，使用直流电机、专用集成电路、PWM 脉宽调制和闭环控制，具有输出扭矩大、震动低、效率高和免维护的特点

### 性能指标:

- 4 位 LED 数显转速，通过转扭调节转速，可正反方向运行
- 转速范围：0—200 转/分钟
- 可使用 13、14、16、17、18、25 号泵管（壁厚 1.6mm），15、24 号管（壁厚 2.4mm），厚壁管适合粘度较大液体
- 可按照客户要求增加外接口，比如 4-20ma 电流、0-5V 电压等 PLC 控制接口
- 工作环境：温度 0—40 度，相对湿度<80%
- 防护等级：IP31
- 外形尺寸（长宽高，cm）：19×20×14，加泵头长 27cm
- 重量：5kg
- 电源：220V，60HZ，30W
- 标配：驱动器、泵头、1 米硅胶管

转速单位：1 转/分钟 (rpm)						
流量单位：1 毫升/分钟 (1ml/min)						
转速	13 号管	14 号管	16 号管	17 号管 24 号管	18 号管	25 号管 15 号管
10 转/分钟	1 毫升/分钟	3	8.5	28	31	18.5
20	2.5	5.5	15.5	60	90	37.5
30	3	7.5	23	85	120	55
40	4.5	10.5	32	122.5	170	75
50	5.5	12	37.5	157.5	210	90
60	6.5	15	45	170	252.5	110
70	7.5	17	55	190	300	125
80	8.5	19.5	62.5	202.5	340	142.5

90	9.5	22	70	245	395	160
100	10.5	24.5	80	270	425	177.5
150	15.5	36.5	117.5	410	575	265
200	20.5	55	155	560	790	357.5
250	26	65	190	730	1019	435
300	31.5	75	230	855	1305	510.5
350	36.5	90	270	975	1470	595
400	41.5	105	310	1100	1640	680
450	45.5	115	350	1160	1780	775
500	52.5	130	380	1295	2090	880
550	57	140	412.5	1440	2100	980
600	62.5	150	450	1610	2120	1065
<b>订货号</b>	<b>产品描述</b>					<b>市场价</b>
PX15	蠕动泵，单通道					¥2300