



PX01-200高精度（基本型）

性能指标与功能

1. 四位LED数显
2. 转速范围：0.01-200转 / 分
3. 有全速上液功能
4. 适用多种型号泵头
5. 流量范围：0.0007-790 ml / min



PX04-200流量（分配型）

性能指标与功能

1. 两组四位LED数显
2. 转速范围：0.1-200转 / 分
3. 灌装计数 / 流量显示
4. 管号选择、显示
5. 时间选择0.1秒，秒，分钟，小时
6. 适用多种型号泵头
7. 流量范围：0.0025-790 ml / min



PX01-600（基本型）

性能指标与功能

1. 四位LED数显
2. 转速范围：0.1-600转 / 分
3. 全速上液功能
4. 适用多种型号泵头
5. 流量范围：0.0025-790 ml / min



PX03-200（流量型）

性能指标与功能

1. 四位LED数显
2. 转速范围：0.1-200转 / 分
3. 管号选择、显示
4. 流量显示
5. 流量范围：0.0007-790 ml / min



PX06-600流量（分配型）

性能指标与功能

1. 两组四位LED数显
2. 转速范围：0.1-200转 / 分
3. 灌装计数 / 流量显示
4. 管号选择、显示
5. 时间选择0.1秒，秒，分钟，小时
6. 适用多种型号泵头
7. 流量范围：0.07-2200 ml / min



PX03-600（基本型）

性能指标与功能

1. 四位LED数显
2. 转速范围：0.1-200转 / 分
3. 管号选择、显示
4. 流量显示
5. 流量范围：0.07-2200 ml / min



高流量蠕动泵

性能指标与功能

1. 四位LED数显
2. 调速方式：连续可调
3. 流量范围：500-13800 ml / min
4. 转速范围：1-600转 / 分



型号: Y2515



型号: 15[#]



型号: Y1515



型号: 16[#]



型号: px-1



型号: 18[#]



型号: 14[#]



型号: 24[#]



型号:
px35



型号:
px45



型号:
MAX110
RPM

■ 微小流量

管号	1*3 [#]	2*4 [#]	2.4*4 [#]
截面示意			
内径	1	2	2.4
壁厚	1		0.8
材质	高抗丝硅橡胶管		

■ 基本流量

[illegible]